

Wb, Elisa용 Anti-Il17Ra 토끼 다클론 항체 - Q96F46

품목 번호: CM0015278



소개

사람 IL17RA(IL-17 수용체 A, CD217)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 사람, 마우스 및 랫드와 반응합니다. IL-17 신호전달, 염증 및 숙주 방어 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	IL17RA 토끼 pAb
비고/별칭	CD217; IL17R; IMD51; CANDF5; CDw217; IL-17RA; hIL-17R; IL17RA
종	사람
GeneID(사람)	23765
GeneID	23765
면역원	사람 IL17RA(NP_055154.3)의 아미노산 33-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
동물 유래	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q96F46
단백질 분자량	96 kDa
배송	아이스팩