


Anti-IL17Rb Rabbit Polyclonal Antibody For Wb & Elisa - Q9Nrm6

품목 번호: CM0017854



소개

인간 IL17RB에 특이적인 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응성을 나타냅니다. 표적은 IL17B 및 IL17E의 수용체로, 조혈 세포 성장/분화에 관여합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	IL17RB Rabbit pAb
비고/별칭	CRL4; EVI27; IL17BR; IL17RH1; IL17RB
종	인간
유전자 ID (인간)	55540
유전자 ID	55540
면역원	인간 IL17RB (NP_061195.2)의 아미노산 18-292에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원료	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NRM6
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백