

Wb 및 Elisa용 Anti-Il17Rd 폴리클로날 항체 - Q8Nfm7

품목 번호: CM0017827

소개

인간 IL17RD(SEF, IL17RLM)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 IL17RD를 검출합니다. FGF 신호 전달, Ras-MAPK 경로 억제 및 수용체 위치 파악 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL17RD 토끼 pAb
비고/별칭	SEF; HH18; IL-17RD; IL17RLM; IL17RD
종	인간
GeneID (인간)	54756
GeneID	54756
면역원	인간 IL17RD (NP_060033.3)의 아미노산 150-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8NFM7
단백질 분자량	82kDa
배송	아이스백