

Anti-IL17Re Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Nfr9

품목 번호: CM0016216

소개

인간 IL17RE에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA 적용에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 IL17RE(UniProt Q8NFR9)를 인식하며, 이는 선천면역에 관여하는 IL17C의 수용체입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IL17RE Rabbit pAb
비고/별칭	IL17RE
종	인간
GeneID	132014
면역원	인간 IL17RE (NP_705613.1)의 아미노산 24-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8NFR9
단백질 분자량	75kDa
배송	아이스백