

Anti-IL18 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P70380

품목 번호: CM0021736

소개

마우스 IL18에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스 및 쥐와 반응합니다. Th1 및 NK 세포 반응에 관여하는 염증성 사이토카인을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL18 Rabbit pAb
비고/별칭	Igif; IL-18; IL18
종(Species)	마우스
유전자 ID (사람)	3606
유전자 ID	16173
면역원	제조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	P70380
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스백