

Wb, Ip, Elisa용 Anti-IL18 토끼 다클론 항체 - Q14116

품목 번호: CM0012928



소개

인간 IL-18(인터페론-감마 유도 인자)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 염증성 사이토카인 신호 전달, Th1/NK 세포 반응, 파이로토시스 및 난소암 연구에 적합합니다. - Q14116

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL18 토끼 pAb
비고/별칭	IGIF; IL-18; IL-1g; IL1F4; IL18
종	인간
GeneID (인간)	3606
면역원	인간 IL18의 아미노산 37-193 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드(NP_001553.1)
생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q14116
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스팩