

웨스턴 블롯, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-IL18 Rabbit Polymab® - Q14116

품목 번호: CM0004289

소개

인간 IL18(성숙 IL-18)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체. WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증됨; 마우스 및 래트와 교차반응. 상피 장벽, Th1/NK 세포 반응, 및 파이로프토시스에서 전염증성 사이토카인 IL-18 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL18 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	성숙 IL-18
종	인간
GeneID (Human)	3606
GeneID	3606
면역원	재조합 단백질 인간 IL18의 아미노산 1-193 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_001553.1)
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14116
단백질 분자량	18 KDa
배송 조건	아이스백