

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-IL18R1/IL-18 R Alpha 다클론 항체 - Q13478

품목 번호: CM0023710



소개

인간 IL18R1(CD218a, IL-18Rα)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역조직화학(IHC-P), 면역형광(IF/ICC) 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트 IL18R1을 검출합니다. IL18 매개 Th1 세포 활성화 및 염증 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL18R1/IL-18 R alpha 토끼 pAb
비고/별칭	CD218a; IL18RA; IL1RRP; CDw218a; IL-1Rrp; IL-18Ralpha; IL18Ralpha2; IL-18R-alpha; IL18R1/IL-18 R alpha
종	인간
유전자ID (인간)	8809
유전자ID	8809
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13478
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스팩