

Wb 및 Elisa용 항IL1R1 토끼 다클론 항체 - P14778

품목 번호: CM0026442



소개

인간 IL1R1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응합니다. 인터루킨-1 신호 전달 및 염증 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IL1R1 토끼 pAb
비고/별칭	P80; IL1R; IL1RA; CD121A; D2S1473; IL-1RT1; IL-1R-alpha; IL1R1
종	인간
유전자 ID (인간)	3554
유전자 ID	3554
면역원	합성 펩티드 인간 IL1R1 (NP_000868.1)의 아미노산 380-569 범위 내 서열에 상응하는 합성 펩티드.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P14778
단백질 분자량	65kDa
배송 방식	아이스백