

Anti-IL1R2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P27930

품목 번호: CM0023493



소개

인간 IL1R2에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 염증 및 면역 조절에 관여하는 IL1 베타의 디코이 수용체인 인간 및 마우스 IL1R2를 모두 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IL1R2 Rabbit pAb
비고/별칭	IL1RB; CD121b; IL1R2c; CDw121b; IL-1R-2; IL-1RT2; IL-1RT-2; IL1R2
종	인간
유전자 ID (인간)	7850
유전자 ID	7850
면역원	인간 IL1R2 (NP_775465.1)의 아미노산 20-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P27930
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백