

Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 Anti-Il1Ra 다클론 항체 - P18510

품목 번호: CM0022797



소개

웨스턴 블롯, IF/ICC, IF-P, ELISA 응용 분야에 사용되는 IL1RA(인터루킨-1 수용체 길항제)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 IL1RA를 검출합니다. 염증 및 사이토카인 신호 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IL1RA 토끼 pAb
비고/별칭	DIRA; IRAP; IL1F3; IL1RA; MVCD4; IL-IRN; IL-1ra; IL-1ra3; ICIL-IRA
종	인간
유전자ID (인간)	3557
유전자ID	3557
면역원	인간 IL1RA (NP_776214.1)의 아미노산 24-177에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P18510
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스 팩