

Anti-IL1RL1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q01638

품목 번호: CM0022913



소개

IL1RL1 Rabbit pAb는 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증되었으며, 선천성 및 적응성 면역에 관여하는 IL-33의 수용체인 인간, 마우스, 래트 IL1RL1 (ST2)을 검출합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL1RL1 Rabbit pAb
비고/별칭	T1; ST2; DER4; ST2L; ST2V; FIT-1; IL33R; IL1RL1
종	인간
GeneID (Human)	9173
GeneID	9173
면역원	인간 IL1RL1 (NP_057316.3)의 아미노산 19-328 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q01638
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스백