

Wb, Elisa용 항IL1B 다클론 항체 - P01584

품목 번호: CM0023312



소개

주요 전염증성 사이토카인인 인간 IL-1 베타에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응성이 있습니다. 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IL1β 토끼 pAb
비고/별칭	IL-1; IL1F2; IL1beta; IL1-BETA; IL1β
종	인간
GeneID	3553
면역원	인간 IL1β (NP_000567.1)의 아미노산 70-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P01584
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백