


Wb, Elisa용 Anti-IL1B 토끼 단일클론 항체 - P10749

품목 번호: CM0004447



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 IL1 β 토끼 단일클론 항체입니다. 발열, T세포 활성화 및 세포파열(pyroptosis)에 관여하는 염증증성 사이토카인인 마우스 IL1 β (P10749)를 검출합니다. 염증 및 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL1 β Rabbit mAb
비고/별칭	IL-1b; IL-1beta; IL1 β
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (인간)	3553
GeneID	16176
항원(Immunogen)	재조합 단백질 마우스 IL1 β (P10749)의 아미노산 100-269에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질.
공급(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	P10749
단백질 분자량	31kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)