

Wb, If-P, Elisa용 Anti-IL1B 토끼 단일클론 항체 - P01584

품목 번호: CM0004905



소개

WB, IF-P, ELISA용으로 검증된 고특이성 IL1 β 토끼 mAb입니다. 인간(Human)과 반응합니다. 면역 반응 및 질병 연구에서 핵심적인 역할을 하는 프로염증성 사이토카인을 타겟으로 합니다. IVD 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	IL1 β 토끼 mAb
비고/별칭	IL-1; IL1F2; IL1beta; IL1-BETA; IL1 β
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	3553
유전자 ID	3553
면역원(Immunogen)	IL1 β (NP_000567.1)의 아미노산 170-269에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P01584
단백질 분자량	31 kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)