

Wb, If/Icc, Elisa용 항-IL1B Rabbit Monoclonal Antibody - P01584

품목 번호: CM0005315



소개

인간 IL-1 β (인터루킨-1 베타)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 주요 염증성 사이토카인입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 염증, 피로프토시스, 면역 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL1 β Rabbit mAb
비고/별칭	IL-1; IL1F2; IL1beta; IL1-BETA
종	인간
유전자 ID (인간)	3553
유전자 ID	3553
면역원	인간 IL1 β (NP_000567.1)의 아미노산 117-269에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P01584
단백질 무게	31kDa
배송	아이스백