


Anti-IL1B Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P10749

품목 번호: CM0005857



소개

마우스 IL1 β 를 타겟으로 하는 고친화성 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광법, ELISA에 대해 검증되었습니다. 활성화된 대식세포 및 관련 모델에서 염증, 사이토카인 신호 전달, 및 세포고사(pyroptosis) 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL1 β Rabbit mAb
비고/별칭	IL-1b; IL-1beta; IL1 β
종(Species)	Mouse (마우스)
유전자 ID (인간)	3553
유전자 ID	16176
항원(Immunogen)	재조합 단백질 마우스 IL1 β (NP_032387.1)의 아미노산 118-269에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse (마우스)
SWISS	P10749
단백질 분자량	31 kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)