


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-IL1B 토끼 단일클론 항체 - P10749

품목 번호: CM0008229



소개

WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 재조합 IL1 β 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 마우스 및 랫드 IL1 β 와 반응합니다. 염증 및 사이토카인 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL1 β 토끼 mAb
비고/별칭	IL-1b; IL-1beta; IL1 β
종	마우스
GeneID (사람)	3553
GeneID	16176
면역원	마우스 IL1 β (NP_032387.1)의 아미노산 118-269에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P10749
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스팩