

Wb, Elisa용 Anti-IL2 토끼 단일클론 항체 - P04351

품목 번호: CM0003221



소개

마우스 IL2에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 19 kDa의 T-세포 성장 인자를 표적으로 하며, 면역 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL2 Rabbit mAb
비고/별칭	IL-2; IL2
종(Species)	마우스 (Mouse)
유전자 ID (인간)	3558
유전자 ID	16183
항원(Immunogen)	재조합 단백질 마우스 IL2 (NP_032392.1)의 아미노산 21-169에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	P04351
단백질 분자량	19kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)