


Wb, Fc, Elisa용 Anti-IL2 Rabbit Monoclonal Antibody - P60568

품목 번호: CM0002792



소개

사람 인터루킨-2(IL-2)에 대한 고품질의 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블로팅, 유세포 분석, ELISA에 적합합니다. 연구자들은 이 항체를 사용하여 면역 반응, T세포 증식 및 면역요법 개발 과정의 사이토카인 신호 전달을 연구합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL2 Rabbit mAb
비고/별칭	IL-2; TCGF; lymphokine; IL2
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	3558
유전자 ID	3558
면역원	재조합 단백질: 사람 IL2 (NP_000577.2)의 아미노산 1-153에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, FC, ELISA
교차 반응성	사람(Human)
SWISS	P60568
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스 백(Ice bag)