

Wb, If-P, Elisa용 항IL2 토끼 단일클론 항체 - P04351

품목 번호: CM0007182



소개

생쥐 인터류킨-2(IL2)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에서 검증되었습니다. 쥐와 교차 반응합니다. 면역 조절 및 T세포 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL2 토끼 mAb
비고/별칭	IL-2
종	생쥐
유전자 ID (인간)	3558
유전자 ID (생쥐)	16183
면역원	재조합 단백질: 생쥐 IL2 (NP_032392.1)의 아미노산 21-169에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	생쥐, 쥐
SWISS	P04351
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스 팩