


Wb, If/Icc, Elisa용 항IL2 토끼 단클론 항체 - P60568

품목 번호: CM0010297



소개

인간 IL-2(인터루킨-2, TCGF)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA 응용 분야에 적합합니다. T세포 성장, 면역 반응 및 내성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	IL2 토끼 단클론 항체
비고/별칭	IL-2; TCGF; 림포카인
종	인간
유전자 ID (인간)	3558
유전자 ID	3558
면역원	인간 IL-2(NP_000577.2)의 아미노산 21-153에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P60568
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백