


Wb, Elisa용 Anti-IL2 Rabbit Polyclonal Antibody - P60568

품목 번호: CM0013277



소개

사람 인터루킨-2(IL-2)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다. T세포 증식, 면역 관용 및 사이토카인 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL2 Rabbit pAb
비고/별칭	IL-2; TCGF; lymphokine; IL2
종(Species)	사람(Human)
GeneID	3558
면역원(Immunogen)	사람 IL2 (NP_000577.2)의 아미노산 21-153에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human)
SWISS	P60568
단백질 분자량(Protein Weight)	18 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)