


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-IL2 Rabbit Polyclonal Antibody - P60568

품목 번호: CM0023605



소개

인간 IL-2 (IL2)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 면역 반응 및 T-세포 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IL2 Rabbit pAb
비고/별칭	IL-2; TCGF; 림포카인; IL2
종	인간
GeneID (Human)	3558
GeneID	3558
면역원	IL2 (NP_000577.2)의 아미노산 21-153에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P60568
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백