

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-IL21 폴리클로날 항체 - Q9Hbe4

품목 번호: CM0030122



소개

IL21 Rabbit pAb는 WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 폴리클로날 항체입니다. 이 항체는 면역 조절의 핵심 사이토카인인 사람, 마우스 및 래트 IL-21을 검출합니다. Tfh 세포, 생식 중심 및 항체 반응에 대한 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL21 Rabbit pAb
비고/별칭	Za11; IL-21; CVID11; IL21
종	사람
유전자 ID	59067
면역원	사람 IL21 (NP_068575.1)의 아미노산 25-162에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q9HBE4
단백질 분자량	19 kDa
배송	아이스백