

Wb 및 Elisa용 항IL21 토끼 단클론 항체 - Q9Hbe4

품목 번호: CM0005678



소개

WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증된 IL21 토끼 단클론 항체. Tfh 세포 생성 및 항체 반응의 핵심 사이토카인인 인간 IL21과 반응합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IL21 토끼 단클론 항체
비고/별칭	Za11; IL-21; CVID11; IL21
종	인간
유전자 ID (인간)	59067
면역원	인간 IL21 (NP_068575.1)의 아미노산 25-162에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9HBE4
단백질 분자량	17KDa/18KDa
배송 방식	아이스백