

Wb, If/Icc, Elisa용 항IL22 단클론 항체 - Q9Gzx6

품목 번호: CM0004307



소개

인간 IL22(인터류킨-22)에 대한 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 염증 및 상피 장벽 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IL22 토끼 mAb
비고/별칭	TIFa; IL-21; IL-22; ILTIF; IL-TIF; IL-D110; zcyto18; TIFIL-23; IL22
종	인간
유전자 ID (인간)	50616
유전자 ID	50616
면역원	인간 IL22 (NP_065386.1)의 아미노산 34-179에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9GZX6
단백질 분자량	20kDa
배송 방식	아이스 팩