

Wb, Elisa용 항IL22 토끼 다클론 항체 - Q9Jjy9

품목 번호: CM0018793



소개

생쥐 IL22를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 사람과 생쥐에 교차 반응합니다. 상피 장벽 완전성과 조직 재생에 필수적인 사이토카인을 인식합니다. - Q9JJY9

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IL22 토끼 pAb
비고/별칭	IL-22; If2b1; Iltif; IL-22a; ILTIFa; IL22
종	생쥐
유전자 ID	50929
면역원	생쥐 IL22의 아미노산 34-179에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_058667.1).
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐
SWISS	Q9JJY9
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스 팩