

Anti-IL22 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzx6

품목 번호: CM0029871



소개

사람 IL22에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 염증, 상피 장벽 기능 및 재생 의학 연구에 이상적입니다. SWISS: Q9GZX6.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	IL22 Rabbit pAb
비고/별칭	TIFA; IL-21; IL-22; ILTIF; IL-TIF; IL-D110; zcyto18; TIFIL-23; IL22
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	50616
유전자 ID	50616
면역원(Immunogen)	사람 IL22 (NP_065386.1)의 아미노산 34-179에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9GZX6
단백질 분자량	20kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)