

Wb, Elisa용 항IL22Ra1 다클론 항체 - Q8N6P7

품목 번호: CM0016181



소개

인간 IL22RA1(IL22R, CRF2-9)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 예상 분자량은 63 kDa입니다. IL-22 신호 전달 연구에 유용한 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL22RA1 토끼 pAb
비고/별칭	IL22R; CRF2-9; IL22R1; IL22RA1
종	인간
유전자 ID (인간)	58985
유전자 ID	58985
면역원	인간 IL22RA1 (NP_067081.2)의 아미노산 16-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8N6P7
단백질 분자량	63kDa
배송 방식	아이스 팩