

유세포 분석(Fc)용 항IL23R 단클론 항체 - Q5Vwk5

품목 번호: CM0011771



소개

가 접합된 인간 인터류킨-23 수용체(IL23R)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석(FC)용으로 개발되었습니다. 자가면역 및 염증과 관련된 T세포 및 NK 세포 활성화에 관여하는 수용체를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 IL23R 단클론 항체(mAb)
비고/별칭	PSORS7
반응 종	인간
유전자ID (인간)	149233
유전자ID	149233
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	Q5VWK5
단백질 분자량	41kDa/43kDa/72kDa
배송 방식	아이스백