


Fc, Elisa용 항IL23R 토끼 단클론 항체 - Q5Vwk5

품목 번호: CM0009010



소개

유세포 분석(FC) 및 ELISA용 항IL23R 토끼 단클론 항체. 인간 IL23R(SwissProt Q5VWK5)를 인식합니다. 선천성 및 적응성 면역에서 IL-23 신호 전달 연구를 위한 핵심 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IL23R 토끼 단클론 항체
비고/별칭	PSORS7
종	인간
유전자ID (인간)	149233
유전자ID	149233
면역원	인간 IL23R(NP_653302.2)의 아미노산 124-353에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q5VWK5
단백질 분자량	41kDa/43kDa/72kDa
배송	아이스 팩