


웨스턴 블롯, Ihc-P, Elisa용 Anti-IL23R Rabbit Monoclonal Antibody - Q5Vwk5

품목 번호: CM0003320



소개

인간 IL23R(별칭 PSORS7)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. IL23 수용체 신호 전달 및 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL23R 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	PSORS7; IL23R
종	인간
GeneID	149233
면역원	인간 IL23R (NP_653302.2)의 아미노산 510-629에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q5VWK5
단백질 무게	72kDa
배송	아이스팩