


항IL25 토끼 다클론 항체, Wb, If-P, Elisa용 - Q9H293

품목 번호: CM0028792



소개

인간 IL25(IL-17E)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. Th2 면역 반응 및 사이토카인 신호 전달 경로 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	사양
제품명	IL25 토끼 pAb
비고/별칭	IL17E; IL25
종	인간
유전자 ID (인간)	64806
유전자 ID	64806
면역원	인간 IL25(NP_073626.1)의 아미노산 33-177을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H293
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스팩