

Wb, Elisa용 항IL26 토끼 단클론 항체 - Q9Nph9

품목 번호: CM0005754

소개

인간 인터루킨-26(IL26)에 특이적인 고품질 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블로팅 및 ELISA에서 검증되었습니다. 점막 면역 및 염증성 장질환 연구에 적합합니다. 예상 밴드 크기는 약 20kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IL26 토끼 mAb
비고/별칭	AK155; IL-26; IL26
종	인간
유전자ID (인간)	55801
유전자ID	55801
면역원	인간 IL26 (NP_060872.1)의 아미노산 50-154번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NPH9
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스 팩