


Anti-IL2Rb (Cd122/IL15Rb) 폴리클로날 항체 For Wb, Elisa - P14784

품목 번호: CM0028232



소개

인간 IL2RB (CD122/IL15RB)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 보임. IL-2 및 IL-15 수용체 신호 전달 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IL2RB Rabbit pAb
비고/별칭	CD122; IMD63; IL15RB; P70-75; IL2RB
종	인간
유전자 ID (인간)	3560
유전자 ID	3560
면역원	인간 IL2RB (NP_000869.1)의 아미노산 316-431에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P14784
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백