

Anti-IL3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P08700

품목 번호: CM0030912



소개

IL-3 (인터루킨-3, UniProt P08700)를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 IL-3와 교차 반응하며, 이는 핵심 조혈 성장 인자입니다. 재조합 면역원 (aa20-152). 사이토카인 및 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL3 Rabbit pAb
비고/별칭	IL-3; MCGF; MULTI-CSF; IL3
종(Species)	Human
GeneID (인간)	3562
GeneID	3562
면역원	인간 IL3 (NP_000579.2)의 아미노산 20-152에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	P08700
단백질 분자량	17kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)