

Wb, Elisa용 Il31 토끼 다클론 항체 - Q6Ebc2

품목 번호: CM0015777

소개

사람 IL-31에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스 및 랫드 IL-31을 인식합니다. 사이토카인 신호전달 및 피부 면역 연구를 위해 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL31 토끼 pAb
비고/별칭	IL-31; IL31
종	사람
유전자 ID (사람)	386653
유전자 ID	386653
면역원	사람 IL31의 아미노산 24-164에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001014358.1)
항체 생산 동물	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q6EBC2
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스팩