


Wb, Elisa용 Anti-IL31Ra 폴리클로날 항체 - Q8Ni17

품목 번호: CM0029612



소개

사람 인터루킨-31 수용체 알파 서브유닛(IL31RA)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블로트 및 ELISA에 적합하며 마우스와 교차 반응합니다. IL31 매개 가려움증 및 피부 면역을 연구해 보세요.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL31RA Rabbit pAb
비고/별칭	CRL; GPL; CRL3; GLMR; GLM-R; PLCA2; hGLM-R; IL-31RA; PRO21384; zcytoR17; IL31RA
종	사람 (Human)
유전자 ID	133396 (사람)
면역원	사람 IL31RA (NP_001284501.1)의 아미노산 20-321에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	Q8NII7
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스백