


Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Il33 토끼 단일클론 항체 - O95760

품목 번호: CM0006954



소개

인간 IL-33 (IL-1F11, NF-HEV)에 대한 재조합 단일클론 토끼 항체입니다. WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P 및 ELISA 애플리케이션에 적합합니다. Th2 면역 반응, 알레르기 염증 및 핵 전사 조절을 연구하는 연구자를 위해 설계되었습니다. 아이스백에 담아 배송됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL33 Rabbit mAb
비고/별칭	DVS27; IL1F11; NF-HEV; NFEHEV; C9orf26; IL33
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	90865
유전자 ID	90865
면역원	인간 IL33 (NP_001300974.1)의 아미노산 109-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	O95760
단백질 크기	31kDa
배송	아이스백