


Anti-IL33 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O95760

품목 번호: CM0031073



소개

CamelBio anti-IL33 토끼 폴리클론 항체는 WB 및 ELISA에 사용되며, 인간, 마우스 및 래트 IL33을 검출합니다. Th2 분화, 알라민 신호 전달 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Anti-IL33 Rabbit Polyclonal Antibody
비고/별칭	DVS27; IL1F11; NF-HEV; NFEHEV; C9orf26; IL33
종	인간
GeneID (인간)	90865
GeneID	90865
면역원	인간 IL33 (NP_254274.1)의 아미노산 110-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95760
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백