


Wb, Elisa용 Anti-IL36A 폴리클로날 항체 - Q9Uha7

품목 번호: CM0030883



소개

WB 및 ELISA용 인간 IL36A (FIL1 엡실론, IL-1F6)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. 마우스 및 래트와 교차 반응. 염증성 피부 질환에서 IL-36 신호 전달 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL36A Rabbit pAb
비고/별칭	FIL1; FIL1E; IL1F6; IL-1F6; IL1(EPSILON); FIL1(EPSILON); IL36A
종	인간
GeneID (인간)	27179
GeneID	27179
면역원	인간 IL36A (NP_055255.1)의 아미노산 1-158에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UHA7
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백