


Wb, Elisa용 Anti-IL36G 폴리클로날 항체 - Q9Nzh8

품목 번호: CM0025748



소개

인간 IL36G(IL-1 패밀리의 사이토카인)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체. WB 및 ELISA에서 검증됨; 마우스 및 래트와 교차 반응. 염증 반응, 건선 및 선천성 면역 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL36G Rabbit pAb
비고/별칭	IL1E, IL1F9, IL1H1, IL-1F9, IL-1H1, IL1RP2, IL-1RP2, IL36G
종	인간
GeneID (인간)	56300
면역원	인간 IL36G (NP_062564.1)의 아미노산 1-169에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NZH8
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스백