

Anti-IL36R Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hb29

품목 번호: CM0014708



소개

인간 IL36R(IL-1 수용체 유사 2)에 대한 토끼 폴리클론항체, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 인간 및 마우스와 반응. 염증 반응에서 IL-36 신호 전달 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL36R Rabbit pAb
비고/별칭	IL-36R; IL1RRP2; IL-1Rrp2; IL1R-rp2; IL36R
종	인간
유전자 ID (인간)	8808
유전자 ID	8808
면역원	인간 IL36R (NP_003845.2)의 아미노산 1-116에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
원산지	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9HB29
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스백