


Wb, Ihc-P, Elisa용 항IL3Ra 토끼 다클론 항체 - P26951

품목 번호: CM0025031



소개

인간 IL3RA(CD123)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 조혈 세포 및 백혈병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IL3Ra 토끼 pAb
비고/별칭	IL3R, CD123, IL3RX, IL3RY, IL3RAY, hIL-3Ra, IL-3R-alpha, IL3RA
종	인간
유전자 ID (인간)	3563
면역원	인간 IL3Ra 아미노산 1-100번 서열에 해당하는 합성 펩티드(NP_002174.1).
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P26951
단백질 분자량	43kDa
배송 방식	아이스 팩