

Wb, Elisa용 Anti-Il4 Rabbit Monoclonal Antibody - P07750

품목 번호: CM0006910

소개

마우스 IL-4를 타겟팅하는 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 면역 조절, 염증 및 B세포 반응 연구에 이상적입니다. - P07750.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL4 Rabbit mAb
비고/별칭	IL-4; BSF-1; IL4
종(Species)	Human
GeneID (Human)	3565
GeneID	16189
항원(Immunogen)	마우스 IL4 (NP_067258.1)의 아미노산 21-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용지 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse
SWISS	P07750
단백질 분자량	16kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)