

Wb, Elisa용 Anti-IL4I1 폴리클로날 항체 - Q96Rq9

품목 번호: CM0025950

소개

인간 IL4I1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스 및 래트 IL4I1을 인식합니다. L-아미노산 산화효소 및 AHR 경로와 관련된 면역학 및 종양학 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL4I1 Rabbit pAb
비고/별칭	LAO; FIG1; LAAO; hIL4I1; IL4I1
종	인간
GeneID (인간)	259307
GeneID	259307
면역원	인간 IL4I1 (NP_690863.1)의 아미노산 22-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96RQ9
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스백