

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-IL4R 토끼 다클론 항체 - P24394

품목 번호: CM0017420



소개

인간 IL4R(CD124)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며 인간, 마우스 및 랫드와의 교차 반응성을 보입니다. 알레르기 및 Th2 분화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL4R 토끼 pAb
비고/별칭	CD124; IL4RA; IL-4RA; IL4R
종	인간
GeneID(인간)	3566
GeneID	3566
면역원	인간 IL4R(NP_000409.1)의 아미노산 26-232에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
기원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P24394
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스팩