

Anti-IL5Ra Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q01344

품목 번호: CM0030078



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 IL5RA Rabbit pAb; 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 호산구 생물학에 필수적인 인터루킨-5 수용체 알파를 표적으로 합니다. IVD 분석 개발 및 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IL5RA Rabbit pAb
비고/별칭	IL5R; CD125; CDw125; HSIL5R3; IL5RA
종	인간
유전자 ID	3568
면역원	재조합 단백질 인간 IL5RA (NP_783855.1)의 아미노산 20-335에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q01344
단백질 무게	48kDa
배송	아이스백