


Anti-IL6R Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P08887

품목 번호: CM0024101



소개

인간 IL6R에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 염증, 면역 및 만성 질환에서의 IL6 신호 전달 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	IL6R Rabbit pAb
비고/별칭	IL6Q; gp80; CD126; HIES5; IL-6R; IL6RA; IL6RQ; IL-1Ra; IL-6RA; IL6QTL; IL-6R-1; IL6R
종	인간
GeneID	3570
면역원	인간 IL6R (NP_000556.1)의 아미노산 20-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P08887
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백